

nexus
líder en medicina estética

CYNERGY

Nexus, sempre a l'avantguarda tecnològica, presenta en exclusiva la plataforma làser vascular més evolucionada del món: Cynergy, amb l'exclusiu sistema Multiplex™.

Cynergy tracta les lesions vasculars amb més eficiència que els equips amb una sola longitud d'ona, ja que disposa d'un làser de colorant polsat de 585 nm i un làser Nd:Yag de 1.064 nm que, a més, poden ser emesos de manera seqüencial. Aquest sistema patentat anomenat Multiplex™ és exclusiu d'aquest equip, amb la qual cosa s'optimitzen l'efectivitat i la seguretat del tractament, a la vegada que augmenten la comoditat i la satisfacció dels pacients.

Amb Cynergy podem tractar amb eficàcia inigualable:

- **Rosàcia**
- **Cuperosi**
- **Angiomes**
- **Hemangiomes**
- **Taques vi de Porto**
- **Telangièctasis i aranyes vasculars facials**
- **Poiquilodèrmia**
- **I, per descomptat, les telangièctasis i varius de les cames.**

Aquest nou làser, combinat amb l'esclerosi en es-cuma dins del tractament de teràpia fotodinàmica de varius de què us hem parlat tantes vegades, mil-lora encara més els resultats i, sobretot, el confort

dels pacients, perquè, en emetre seqüencialment les dues longituds d'ona, permet la utilització d'energies menors. A més, l'equip porta incorporat un sistema de refredament (SmartCool™) que minimitza al màxim qualsevol tipus de molèstia.

La seva incomparable eficàcia la marquen els següents factors, exclusius de Cynergy:

■ **Les dues longituds d'ona són ideals per a tractaments vasculars.** El làser de colorant polsat és el gold standard per a lesions vasculars com les taques de vi de Porto, així com els vasos vermells més petits, cicatrius i rosàcia. De la mateixa manera, el làser de Nd:YAG és particularment eficaç en el tractament de grans venes facials i de les cames.



Fotos cedides per Cynosure

■ **La tecnologia de doble longitud d'ona seqüencial Multiplex™** ha demostrat en nombrosos estudis que és més eficaç que la tecnologia de longitud d'ona única i ens permet desenvolupar opcions de tractament específiques per a cada pacient.

■ **El làser de colorant polsat converteix l'oxihemoglobina en metahemoglobina**, de manera que augmenta l'absorció del làser Nd:YAG d'un 300 a un 500%, la qual cosa permet la reducció de la seva fluència i millora, per tant, la seguretat del pacient. A més, com que s'aconsegueix una major profunditat de penetració, els resultats s'optimitzen.

■ **Cynergy™ incorpora paràmetres òptims de tractament**, raó per la qual els efectes secundaris són pràcticament inexistents.

■ **Mitjançant l'emissió de longituds d'ona duals**, Cynergy ofereix resultats segurs i eficaços en menys temps que els sistemes de longitud d'ona única, que significa més comoditat i satisfacció per als nostres pacients.

La Plataforma Làser de Clínica Nexus enriqueix encara més el seu nodrit arsenal tecnològic per al tractament de patologies vasculars de tot tipus

Fotos cedides per Cynosure



Amb aquesta sonada incorporació, la Plataforma Làser de Clínica Nexus, ara com ara pràcticament sense comparació a l'estat espanyol, enriqueix encara més el seu nodrit arsenal tecnològic per al tractament de patologies vasculars de tot tipus, i pot continuar liderant el camp de la fototeràpia mèdica, en què ha esdevingut, per mèrits propis, un referent nacional i internacional.

Un equip professional al vostre servei cada dia

Dr. Samuel Pinós, col·legiat 2825

Màster Universitari en Medicina Estètica
Especialista universitari en Medicina Estètica
Membre numerari de la Societat Espanyola de Làser Medicoquirúrgic
Director de la Plataforma Làser de Nexus Biomèdic
Director mèdic de les clíniques Nexus
Màster en Ozonoteràpia Mèdica

nexus
líder en medicina estética